

打印版 eDHR 已填表单归档

批次摘要

批次：E2E-FULL-1785024829153
路线：球囊扩张压力泵 / RT000028
打印快照版本：EDHR_BATCH_PRINTABLE_ARCHIVE_V1
manifest 快照版本：EDHR_BATCH_PRINTABLE_ARCHIVE_V1
生成时间：1785025250000
归档哈希：1eba857cfb4c4347448a193a099d85a9ce889b31c79bc7d86eb7a96add136583

已填表单正文

粗洗工序 / 粗洗工序生产记录

执行编号：BRE202607260815086771557
提交时间：1785024916000
完成时间：--
表单标题：粗洗工序生产记录
签名记录

动作=SUBMIT | 签名人=瑛泰管理员 | 签名时间=1785024916000

球囊扩张压力泵生产记录			记录编号	RE-PP-ID-01		
			版本	A/1		
粗洗工序生产记录 ☐ 关键/特殊工序 ☒ 非关键/特殊工序						
生产批号			产品规格		生产依据	PP-ID-1-04 (/)
生产前检查记录	检查要求			结果	操作人/日期	复核人/日期
	工作场所无上批遗留的产品、文件或与本批产品生产无关的物料、工具； 墙面、地面、天花板、灯具等环境清洁应符合《INT/PD/6.4工作环境控制程序》。 具体清场标准及内容依据《INT/GL/7.5.8-03清场管理制度》执行。			☐ 符合要求 ☐ 不符合要求		
	备注：检查结果符合要求后进行以下生产操作					

粗洗生产操作及自检记录	设备编码				超声波清洗机：B09393					是否在计量效期内					☐ 是 ☐ 否				
	操作日期	物料编码	物料名称	批号	清洗次数		清洗介质		清洗功率		清洗温度		清洗时间		生产数量/pcs	自检合格数量/pcs	不合格数量/pcs	操作人	复核人
					参考	实际	参考	实际	参考	实际	参考	实际	参考	实际					
		/	弹簧		2		自来水		20-30%		室温		30min						
		/	弹簧		2		自来水		20-30%		室温		30min						
		/	弹簧		2		自来水		20-30%		室温		30min						
		/	弹簧		2		自来水		20-30%		室温		30min						
		/	弹簧		2		自来水		20-30%		室温		30min						
		/	弹簧		2		自来水		20-30%		室温		30min						
	生产自检		合格标准：产品表面无油污、杂质或异物。 检验方法：目测，洁净无尘布擦拭配件表面，应合格。																
生产批量汇总																			
生产后清场记录	项目		要求								结果		操作人/日期		复核人/日期				
	物料		所有的物料转移到指定的区域存放并标识。								☐ 是 ☐ 否								
	清洁卫生		按《INT/GL/7.5.8-03清场管理制度》、《INT/PD/6.4工作环境控制程序》规程执行清洁设备、工器具及环境。								☐ 是 ☐ 否								
生效日期：2026年02月02日																			

精洗工序 / 精洗工序生产记录

执行编号：BRE202607260815410451558

提交时间：1785024946000

完成时间：--

表单标题：精洗工序生产记录

签名记录

动作=SUBMIT | 签名人=瑛泰管理员 | 签名时间=1785024946000

球囊扩张压力泵生产记录			记录编号		RE-PP-ID-01	
			版本		A/1	
精洗工序生产记录 ☒ 关键/特殊工序 ☐ 非关键/特殊工序						
生产批号			产品规格			生产依据 PP-ID-1-05 (/)
生 产 前 检 查 记 录	检查要求			结果		操作人/日期
	工作场所无上批遗留的产品、文件或与本批产品生产无关的物料、工具； 墙面、地面、天花板、灯具等环境清洁应符合《INT/PD/6.4工作环境控制程序》。 具体清场标准及内容依据《INT/GL/7.5.8-03清场管理制度》执行。			☐ 符合要求 ☐ 不符合要求		
备注：检查结果符合要求后进行以下生产操作						

精洗生产操作及自检记录	设备编码				超声波清洗机：B09353					是否在计量效期内				☐ 是 ☐ 否					
	操作日期	物料编码	物料名称	批号	清洗次数		清洗介质		清洗功率		清洗温度		清洗时间		生产数量/pcs	自检合格数量/pcs	不合格数量/pcs	操作人	复核人
					参考	实际	参考	实际	参考	实际	参考	实际	参考	实际					
		/	弹簧		2		纯化水		100%		室温		30min						
		/	弹簧		2		纯化水		100%		室温		30min						
		/	弹簧		2		纯化水		100%		室温		30min						
		/	弹簧		2		纯化水		100%		室温		30min						
		/	弹簧		2		纯化水		100%		室温		30min						
		/	弹簧		2		纯化水		100%		室温		30min						
	生产自检		合格标准：产品表面无油污、杂质或异物。 检验方法：目测，洁净无尘布擦拭配件表面，应合格。																
生产批量汇总																			
生产后清场记录	项目	要求										结果		操作人/日期		复核人/日期			
	物料	所有的物料转移到指定的区域存放并标识。										☐ 是 ☐ 否							
	清洁卫生	按《INT/GL/7.5.8-03清场管理制度》、《INT/PD/6.4工作环境控制程序》规程执行清洁设备、工器具及环境。										☐ 是 ☐ 否							
生效日期：2026年02月02日																			

清洗工序 / 清洗工序生产记录

执行编号：BRE202607260816098841559

提交时间：1785024975000

完成时间：--

表单标题：清洗工序生产记录

签名记录

动作=SUBMIT | 签名人=瑛泰管理员 | 签名时间=1785024975000

球囊扩张压力泵生产记录				记录编号		RE-PP-ID-01				
				版本		A/1				
清洗工序生产记录 ☒ 关键/特殊工序 ☐ 非关键/特殊工序										
生产批号			产品规格			生产依据		PP-ID-1-06 (/)		
生产前检查记录	检查要求				结果		操作人/日期		复核人/日期	
	工作场所无上批遗留的产品、文件或与本批产品生产无关的物料、工具； 墙面、地面、天花板、灯具等环境清洁应符合《INT/PD/6.4工作环境控制程序》。 具体清场标准及内容依据《INT/GL/7.5.8-03清场管理制度》执行。				☐ 符合要求 ☐ 不符合要求					
	备注：检查结果符合要求后进行以下生产操作									

清洗生产操作及自检记录	设备编码				超声波清洗机：B09353 箱型干燥机：B04091				是否在计量效期内				☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否						
	操作日期	物料编码	物料名称	批号	清洗次数		清洗介质		清洗功率		清洗温度		清洗时间		生产数量/pcs	自检合格数量/pcs	不合格数量/pcs	操作人	复核人
					参考	实际	参考	实际	参考	实际	参考	实际	参考	实际					

	/	胶塞		2		纯化水		100%		室温		30min				
				烘干温度℃		烘干时间										
				60±4		3h										
	/	套筒		清洗次数		清洗介质		清洗功率		清洗温度		清洗时间				
				2		纯化水		100%		室温		30min				
				烘干温度℃		烘干时间										
				60±4		3h										
	/	手柄		清洗次数		清洗介质		清洗功率		清洗温度		清洗时间				
				2		纯化水		100%		室温		30min				
				烘干温度℃		烘干时间										
				60±4		3h										
	/	齿条		清洗次数		清洗介质		清洗功率		清洗温度		清洗时间				
				2		纯化水		100%		室温		30min				
				烘干温度℃		烘干时间										
				60±4		3h										
	/	芯杆		清洗次数		清洗介质		清洗功率		清洗温度		清洗时间				
				2		纯化水		100%		室温		30min				
				烘干温度℃		烘干时间										
				60±4		3h										

	/	螺盖		清洗次数		清洗介质		清洗功率		清洗温度		清洗时间					
				2		纯化水		100%		室温		30min					
				烘干温度℃		烘干时间											
				60±4		3h											
生产自检		合格标准：产品表面及内部没有液珠。 检验方法：正常视力或矫正视力在光线充足情况下距离产品30-40cm处观察。															
生产批量汇总										胶塞/套筒							
										手柄/齿条/芯杆/螺盖							
生产后清场记录	项目	要求								结果		操作人/日期		复核人/日期			
	物料	所有的物料转移到指定的区域存放并标识。								□是 □否							
	清洁卫生	按《INT/GL/7.5.8-03清场管理制度》、《INT/PD/6.4工作环境控制程序》规程执行清洁设备、工器具及环境。								□是 □否							
生效日期：2026年02月02日																	

清洁工序 / 清洁工序生产记录

执行编号：BRE202607260816402181560

提交时间：1785025005000

完成时间：--

表单标题：清洁工序生产记录

签名记录

动作=SUBMIT | 签名人=瑛泰管理员 | 签名时间=1785025004000

球囊扩张压力泵生产记录			记录编号	RE-PP-ID-01	
			版本	A/1	
清洁工序生产记录 ☒ 关键/特殊工序 ☐ 非关键/特殊工序					
生产批号			产品规格		生产依据 PP-ID-1-07 (/)
生产前检查记录	检查要求		结果	操作人/日期	复核人/日期
	工作场所无上批遗留的产品、文件或与本批产品生产无关的物料、工具； 墙面、地面、天花板、灯具等环境清洁应符合《INT/PD/6.4工作环境控制程序》。 具体清场标准及内容依据《INT/GL/7.5.8-03清场管理制度》执行。		☐ 符合要求 ☐ 不符合要求		
	备注：检查结果符合要求后进行以下生产操作				

清洁生产操作及自检记录	操作日期	物料编码	物料名称	批号	生产数量/pcs	自检合格数量/pcs	不合格数量/pcs	操作人	复核人
		/	false	false	false	false			
		/	false						
		/	false	false	false	false			
		/	false						
		/	false	false	false	false			
		/	false						
		/	false	false	false	false			
		/	false						
		/	false	false	false	false			
		/	false						
		/	false	false	false	false			
		/	false						
生产自检			合格标准：用清洁、不掉绒的无尘布，以75%酒精湿润，擦拭产品表面无。 检验方法：正常视力或矫正视力在光线充足情况下距离产品30-40cm处观察。						
生产批量汇总									
生产后清场记录	项目	要求							
	物料	所有的物料转移到指定的区域存放并标识。			□是 □否				
	清洁卫生	按《INT/GL/7. 5. 8-03清场管理制度》、《INT/PD/6. 4工作环境控制程序》规程执行清洁设备、工器具及环境。			□是 □否				
生效日期：2026年02月02日									

组装 I 工序 / 组装 I 工序生产记录

执行编号：BRE202607260816545661561

提交时间：1785025019000

完成时间：--

表单标题：组装 I 工序生产记录

签名记录

动作=SUBMIT | 签名人=瑛泰管理员 | 签名时间=1785025019000

球囊扩张压力泵生产记录				记录编号	RE-PP-ID-01	
				版本	A/1	
组装 I 工序生产记录 ☐ 关键/特殊工序 ☒ 非关键/特殊工序						
生产批号		产品规格		生产依据	PP-ID-1-08 (/)	
生产前检查记录	检查要求			结果	操作人/日期	复核人/日期
	工作场所无上批遗留的产品、文件或与本批产品生产无关的物料、工具； 墙面、地面、天花板、灯具等环境清洁应符合《INT/PD/6.4工作环境控制程序》。 具体清场标准及内容依据《INT/GL/7.5.8-03清场管理制度》执行。			☐ 符合要求 ☐ 不符合要求		
	备注：检查结果符合要求后进行以下生产操作。					

组 装 生 产 操 作 及 自 检 记 录	物料编码		物料名称		批号	物料编码		物料名称		批号	
	/		齿条			/		芯杆			
	/		手柄			/		弹簧			
	/		螺盖			/		KC-6稀释剂/二甲硅油			
	设备编码		撤压机：C01017			是否在计量效期内			□是 □否		
生 产 后 清 场 记 录	操作日期	生产自检	合格标准： 1、撤压检测：产品加压至规定压力，将产品放至撤压机（气压：2ATM，缸径20MM）上应能顺利撤压； 2、耐压检测：产品加压至规定压力，无跳压情况。 检验方法：1、将待检推杆与专用套筒（吸入10m检测用纯化水）组装，将压力打至20-25ATM，用撤压机撤压； 2、将撤压合格推杆继续打压至30ATM。				生产数量/pcs	自检合格数量/pcs	不合格数量/pcs	操作人	复核人
	生产批量汇总										
生 产 后 清 场 记 录	项目	要求				结果		操作人/日期		复核人/日期	
	物料	所有的物料转移到指定的区域存放并标识。				□是 □否					
	清洁卫生	按《INT/GL/7.5.8-03清场管理制度》、《INT/PD/6.4工作环境控制程序》规程执行清洁设备、工器具及环境。				□是 □否					
生效日期：2026年02月02日											

光固 I 工序 / 光固 I 工序生产记录

执行编号：BRE202607260817093131562

提交时间：1785025034000

完成时间：--

表单标题：光固 I 工序生产记录

签名记录

动作=SUBMIT | 签名人=瑛泰管理员 | 签名时间=1785025034000

球囊扩张压力泵生产记录				记录编号		RE-PP-ID-01				
				版本		A/1				
光固 I 工序生产记录 ☒ 关键/特殊工序 ☐ 非关键/特殊工序										
生产批号			产品规格			生产依据		PP-ID-1-09 (/)		
生产前 检查 记录	检查要求				结果		操作人/日期		复核人/日期	
	工作场所无上批遗留的产品、文件或与本批产品生产无关的物料、工具； 墙面、地面、天花板、灯具等环境清洁应符合《INT/PD/6.4工作环境控制程序》。 具体清场标准及内容依据《INT/GL/7.5.8-03清场管理制度》执行。				☐ 符合要求 ☐ 不符合要求					
	备注：检查结果符合要求后进行以下生产操作。									

光固 — 生产 操作 及 自 检 记 录	物料编码			物料名称			批号		物料编码			物料名称			批号	
	/			套筒					/			□30atm压力表				
	/			延长管					/			(尼龙编织管)				
	/			false			false		/			旋转接头				
	/			光固胶					/							
	操作日期	光固机设备编码	是否在计量效期内	紫外灯数量		能量范围mJ/cm2		传送带速度		运行次数		生产数量/pcs	自检合格数量/pcs	不合格数量/pcs	操作人	复核人
				参数	实际	参数	实际	参数	实际	参数	实际					
		false	□是 □否 □是 □否	1		800-1000		10-30		1						
		false	□是 □否 □是 □否	1		800-1000		10-30		1						
		false	□是 □否 □是 □否	1		800-1000		10-30		1						
	false	□是 □否 □是 □否	1		800-1000		10-30		1							
生产自检			合格标准：粘结牢固度>15N。 检验方法：将拉力测试工装15N砝码吊装在工步2、3、4部件上测试。													
生产批量汇总																
生产后清场记录	项目	要求							结果			操作人/日期		复核人/日期		
	物料	所有的物料转移到指定的区域存放并标识。							□是 □否							
	清洁卫生	按《INT/GL/7.5.8-03清场管理制度》、《INT/PD/6.4工作环境控制程序》规程执行清洁设备、工器具及环境。							□是 □否							
生效日期：2026年02月02日																

硅化 I 工序 / 硅化 I 工序生产记录

执行编号：BRE202607260817241781563

提交时间：1785025049000

完成时间：--

表单标题：硅化 I 工序生产记录

签名记录

动作=SUBMIT | 签名人=瑛泰管理员 | 签名时间=1785025049000

球囊扩张压力泵生产记录			记录编号		RE-PP-ID-01	
			版本		A/1	
硅化 I 工序生产记录 ☐ 关键/特殊工序 ☒ 非关键/特殊工序						
生产批号			产品规格			生产依据 PP-ID-1-10 (/)
生产前 检查 记录	检查要求			结果	操作人/日期	复核人/日期
	工作场所无上批遗留的产品、文件或与本批产品生产无关的物料、工具； 墙面、地面、天花板、灯具等环境清洁应符合《INT/PD/6.4工作环境控制程序》。 具体清场标准及内容依据《INT/GL/7.5.8-03清场管理制度》执行。			☐ 符合要求 ☐ 不符合要求		
	备注：检查结果符合要求后进行以下生产操作。					

硅化 生产 操作 及 自 检 记 录	物料编码			物料名称			批号	物料编码		物料名称		批号
	/			套筒				/		9180稀释剂/二甲硅油		
	设备编码			硅油喷雾阀系统：B09026			是否在计量效期内		☐ 是 ☐ 否			
	操作日期	硅油压力Kpa		硅油量刻度		硅化时间ms		生产数量/pcs	自检合格数量/pcs	不合格数量/pcs	操作人	复核人
		参数	实际	参数	实际	参数	实际					
		20		10-11		55±5						
		20		10-11		55±5						
		20		10-11		55±5						
		20		10-11		55±5						
		20		10-11		55±5						
生产自检		合格标准：套筒的硅油量在0.01-0.02g之间即为合格。 检验方法：用电子天平分别测量5个套筒重量1，然后进行喷涂硅油，再用电子天平分别测量5个量筒重量2，重量2减去重量1，得出5个套筒分别的硅油量，确认硅油量是否在标准范围内。										
生产批量汇总												
生产后 清场 记录	项目	要求					结果		操作人/日期		复核人/日期	
	物料	所有的物料转移到指定的区域存放并标识。					☐ 是 ☐ 否					
	清洁卫生	按《INT/GL/7.5.8-03清场管理制度》、《INT/PD/6.4工作环境控制程序》规程执行清洁设备、工器具及环境。					☐ 是 ☐ 否					
生效日期：2026年02月02日												

硅化 II 工序 / 硅化 II 工序生产记录

执行编号：BRE202607260817392151564

提交时间：1785025064000

完成时间：--

表单标题：硅化 II 工序生产记录

签名记录

动作=SUBMIT | 签名人=瑛泰管理员 | 签名时间=1785025064000

球囊扩张压力泵生产记录			记录编号	RE-PP-ID-01	
			版本	A/1	
硅化 II 工序生产记录 ☐ 关键/特殊工序 ☒ 非关键/特殊工序					
生产批号			产品规格		生产依据 PP-ID-1-11 (/)
生产前检查记录	检查要求		结果	操作人/日期	复核人/日期
	工作场所无上批遗留的产品、文件或与本批产品生产无关的物料、工具； 墙面、地面、天花板、灯具等环境清洁应符合《INT/PD/6.4工作环境控制程序》。 具体清场标准及内容依据《INT/GL/7.5.8-03清场管理制度》执行。		☐ 符合要求 ☐ 不符合要求		
	备注：检查结果符合要求后进行以下生产操作。				

硅化II生产操作及自检记录	物料编码	物料名称	批号	物料编码	物料名称	批号
	/	胶塞		/	9180稀释剂/291免溶剂	
	操作日期	生产数量/pcs	合格数量/pcs	不合格数量/pcs	操作人	复核人
		生产批量汇总				
生产后清场记录	项目	要求		结果	操作人/日期	复核人/日期
	物料	所有的物料转移到指定的区域存放并标识。		☐ 是 ☐ 否		
	清洁卫生	按《INT/GL/7. 5. 8-03清场管理制度》、《INT/PD/6. 4工作环境控制程序》规程执行清洁设备、工器具及环境。		☐ 是 ☐ 否		
生效日期：2026年02月02日						

组装 II 工序 / 组装 II 工序生产记录

执行编号：BRE202607260817546321565

提交时间：1785025080000

完成时间：--

表单标题：组装 II 工序生产记录

签名记录

动作=SUBMIT | 签名人=瑛泰管理员 | 签名时间=1785025079000

球囊扩张压力泵生产记录			记录编号	RE-PP-ID-01	
			版本	A/1	
组装 II 工序生产记录 ☐ 关键/特殊工序 ☒ 非关键/特殊工序					
生产批号			产品规格		生产依据 PP-ID-1-12 (/)
生产前检查记录	检查要求		结果	操作人/日期	复核人/日期
	工作场所无上批遗留的产品、文件或与本批产品生产无关的物料、工具； 墙面、地面、天花板、灯具等环境清洁应符合《INT/PD/6.4工作环境控制程序》。 具体清场标准及内容依据《INT/GL/7.5.8-03清场管理制度》执行。		☐ 符合要求 ☐ 不符合要求		
	备注：检查结果符合要求后进行以下生产操作。				

组 装 II 生 产 操 作 及 自 检 记 录	操作日期	生产数量/pcs	合格数量/pcs	不合格数量/pcs	操作人	复核人
		生产批量汇总				
生 产 后 清 场 记 录	项目	要求		结果	操作人/日期	复核人/日期
	物料	所有的物料转移到指定的区域存放并标识。		☐ 是 ☐ 否		
	清洁卫生	按《INT/GL/7. 5. 8-03清场管理制度》、《INT/PD/6. 4工作环境控制程序》规程执行清洁设备、工器具及环境。		☐ 是 ☐ 否		
生效日期：2026年02月02日						

检测工序 / 检测工序生产记录

执行编号：BRE202607260818100941566

提交时间：1785025095000

完成时间：--

表单标题：检测工序生产记录

签名记录

动作=SUBMIT | 签名人=瑛泰管理员 | 签名时间=1785025094000

球囊扩张压力泵生产记录		记录编号	RE-PP-ID-01			
		版本	A/1			
检测工序生产记录 ☐ 关键/特殊工序 ☒ 非关键/特殊工序						
生产批号		产品规格		生产依据	PP-ID-1-13 (/)	
生产前检查记录	检查要求		结果		操作人/日期	复核人/日期
	工作场所无上批遗留的产品、文件或与本批产品生产无关的物料、工具； 墙面、地面、天花板、灯具等环境清洁应符合《INT/PD/6.4工作环境控制程序》。 具体清场标准及内容依据《INT/GL/7.5.8-03清场管理制度》执行。		☐ 符合要求 ☐ 不符合要求			
	备注：检查结果符合要求后进行以下生产操作。					

检测 生产 操作 及 自 检 记 录	设备编码		高压机小气压检测：G01143			是否在计 量效 期内	☐ 是 ☐ 否	
	操作日 期	生产自 检	合格标准： 压力泵整体外观无黑点、杂质、花纹、划痕等外观缺陷；气密性检测合格。 检验方法： 外观检测方法：对组装完成的球囊扩张压力泵产品进行外观检测，目测压力泵内无异物，仔细检测。 气密性检测方法： 低压检验：将整体组装检测合格的压力泵装到气密性检测工装上，通过长脚接头接上8atm气源，打开气源，观察压力表指针，应可以匀速指示到测试压力值，不应有升压缓慢或直接从低压跳到8atm现象，撤掉气源后，压力表应可以迅速回零； 高压检测：将低压检测合格的压力泵装到气密性检测工装上，通用长脚接头接上30atm气源，打开气源，观察压力表应能匀速上升到指定压力，到达最大压力后10s内压力表指针应无跳压、降压的现象，撤掉气源后，压力表应可以迅速回零。	生产 数量/ pcs	自 检 合 格 数 量/ pcs	不 合 格 数 量/ pc s	操作 人	复核 人
生产批量汇总								
生产 后 清 场 记 录	项目	要求	结果			操作 人/日 期	复核 人/日 期	
	物料	所有的物料转移到指定的区域存放并标识。	☐ 是 ☐ 否					
	清洁卫生	按《INT/GL/7. 5. 8-03清场管理制度》、《INT/PD/6. 4工作环境控制程序》规程执行清洁设备、工器具及环境。	☐ 是 ☐ 否					
生效日期：2026年02月02日								

光固 II 工序 / 光固 II 工序生产记录

执行编号：BRE202607260818252001567

提交时间：1785025111000

完成时间：--

表单标题：光固 II 工序生产记录

签名记录

动作=SUBMIT | 签名人=瑛泰管理员 | 签名时间=1785025110000

球囊扩张压力泵生产记录			记录编号	RE-PP-ID-01	
			版本	A/1	
光固 II 工序生产记录 ☒ 关键/特殊工序 ☐ 非关键/特殊工序					
生产批号			产品规格		生产依据 PP-ID-1-14 (/)
生产前检查记录	检查要求		结果	操作人/日期	复核人/日期
	工作场所无上批遗留的产品、文件或与本批产品生产无关的物料、工具； 墙面、地面、天花板、灯具等环境清洁应符合《INT/PD/6.4工作环境控制程序》。 具体清场标准及内容依据《INT/GL/7.5.8-03清场管理制度》执行。		☐ 符合要求 ☐ 不符合要求		
	备注：检查结果符合要求后进行以下生产操作。				

光固II生产操作及自检记录	物料编码			物料名称			批号	物料编码		物料名称			批号			
	/			螺盖				/		光固胶						
	操作日期	光固机设备编码	是否在计量效期内	紫外灯数量		能量范围mJ/cm2		传送带速度		运行次数		生产数量/pcs	自检合格数量/pcs	不合格数量/pcs	操作人	复核人
				参数	实际	参数	实际	参数	实际	参数	实际					
		false	☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否	1		800-1000		10-30		1						
		false	☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否	1		800-1000		10-30		1						
		false	☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否	1		800-1000		10-30		1						
		false	☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否	1		800-1000		10-30		1						
		false	☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否	1		800-1000		10-30		1						
		false	☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否	1		800-1000		10-30		1						
生产自检			合格标准：压力泵内无异物，无黑点、杂质、花纹、划痕、光固胶等外观缺陷。 检验方法：正常视力或矫正视力在光线充足情况下距离产品30-40cm处观察。													
生产批量汇总																
生产后清场记录	项目	要求						结果			操作人/日期		复核人/日期			
	物料	所有的物料转移到指定的区域存放并标识。						☐ 是 ☐ 否								
	清洁卫生	按《INT/GL/7.5.8-03清场管理制度》、《INT/PD/6.4工作环境控制程序》规程执行清洁设备、工器具及环境。						☐ 是 ☐ 否								
生效日期：2026年02月02日																

单包装工序 / 单包装工序生产记录

执行编号：BRE202607260818414951568

提交时间：1785025127000

完成时间：--

表单标题：单包装工序生产记录

签名记录

动作=SUBMIT | 签名人=瑛泰管理员 | 签名时间=1785025126000

球囊扩张压力泵生产记录				记录编号		RE-PP-ID-01				
				版本		A/1				
单包装工序生产记录 ☒ 关键/特殊工序 ☐ 非关键/特殊工序										
生产批号			产品规格			生产依据		PP-ID-1-15 (/)		
生产前检查记录	检查要求				结果		操作人/日期		复核人/日期	
	工作场所无上批遗留的产品、文件或与本批产品生产无关的物料、工具； 墙面、地面、天花板、灯具等环境清洁应符合《INT/PD/6.4工作环境控制程序》。 具体清场标准及内容依据《INT/GL/7.5.8-03清场管理制度》执行。				☐ 符合要求 ☐ 不符合要求					
	备注：检查结果符合要求后进行以下生产操作。									

单 包 装 生 产 操 作 及 自 检 记 录	物料编码		物料名称		批号		物料编码		物料名称		批号			
	/		三通旋塞- I				/		(高压旋塞阀OF F)					
	/		吸塑盒				/		顶头袋					
	/		条形码				/		面纸					
	操作日期	设备编码	是否在 计量效 期内	热合温度℃		热合时间s		热合压力MPa		生产数 量/pcs	自检合 格数量 /pcs	不合格 数量/p cs	操作人	复核 人
				参数	实际	参数	实际	参数	实际					
		封口热合机: ☐ A05199 封口热合机: (A 05203 热合机: ☐ A050 48 自动热合机: (A 03274	☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否	(135±10 (150±5 (107±10		(1.8±0.5 (5±1 (4.5±1		0.5-0.6						
		封口热合机: ☐ A05199 封口热合机: (A 05203 热合机: ☐ A050 48 自动热合机: (A 03274	☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否	(135±10 (150±5 (107±10		(1.8±0.5 (5±1 (4.5±1		0.5-0.6						
		封口热合机: ☐ A05199 封口热合机: (A 05203 热合机: ☐ A050 48 自动热合机: (A 03274	☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否	(135±10 (150±5 (107±10		(1.8±0.5 (5±1 (4.5±1		0.5-0.6						
		封口热合机: ☐ A05199 封口热合机: (A 05203 热合机: ☐ A050 48 自动热合机: (A 03274	☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否	(135±10 (150±5 (107±10		(1.8±0.5 (5±1 (4.5±1		0.5-0.6						
	封口热合机: ☐ A05199 封口热合机: (A 05203 热合机: ☐ A050 48 自动热合机: (A 03274	☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否	(135±10 (150±5 (107±10		(1.8±0.5 (5±1 (4.5±1		0.5-0.6							
	封口热合机: ☐ A05199 封口热合机: (A 05203 热合机: ☐ A050 48 自动热合机: (A 03274	☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否	(135±10 (150±5 (107±10		(1.8±0.5 (5±1 (4.5±1		0.5-0.6							

	封口热合机: ☐ A05199 封口热合机: (A05203 热合机: ☐ A05048 自动热合机: (A03274	☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否	(135±10 (150±5 (107±10		(1.8±0.5 (5±1 (4.5±1		0.5-0.6						
	封口热合机: ☐ A05199 封口热合机: (A05203 热合机: ☐ A05048 自动热合机: (A03274	☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否	(135±10 (150±5 (107±10		(1.8±0.5 (5±1 (4.5±1		0.5-0.6						
	封口热合机: ☐ A05199 封口热合机: (A05203 热合机: ☐ A05048 自动热合机: (A03274	☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否	(135±10 (150±5 (107±10		(1.8±0.5 (5±1 (4.5±1		0.5-0.6						
	封口热合机: ☐ A05199 封口热合机: (A05203 热合机: ☐ A05048 自动热合机: (A03274	☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否	(135±10 (150±5 (107±10		(1.8±0.5 (5±1 (4.5±1		0.5-0.6						
生产自检		合格标准: 1、外观: 以产品包装无明显污物、脏点、变色和破漏等缺陷为接收标准; 吸塑盒各部位平整, 热合面无褶皱现象; 2、配置齐全: 单包装内的产品应按照生产计划要求齐全配置。 检验方法: 1、外观: 在正常的光线和距离下, 用裸视或矫正视力或放大镜观察。 2、配置齐全: 在正常的光线和距离下, 用裸视或矫正视力或放大镜观察。											
生产批量汇总													
生产后清场记录	项目	要求				结果		操作人/日期		复核人/日期			
	物料	所有的物料转移到指定的区域存放并标识。				☐ 是 ☐ 否							
	清洁卫生	按《INT/GL/7.5.8-03清场管理制度》、《INT/PD/6.4工作环境控制程序》规程执行清洁设备、工器具及环境。				☐ 是 ☐ 否							
生效日期: 2026年02月02日													

中包装工序 / 中包装工序生产记录

执行编号：BRE202607260818579651569

提交时间：1785025143000

完成时间：--

表单标题：中包装工序生产记录

签名记录

动作=SUBMIT | 签名人=瑛泰管理员 | 签名时间=1785025142000

球囊扩张压力泵生产记录		记录编号		RE-PP-ID-01			
		版本		A/1			
中包装工序生产记录 ☐ 关键/特殊工序 ☒ 非关键/特殊工序							
生产批号				产品规格		生产依据	PP-ID-1-16 (/)
生产前检查记录	检查要求		结果		操作人/日期		复核人/日期
	工作场所无上批遗留的产品、文件或与本批产品生产无关的物料、工具； 墙面、地面、天花板、灯具等环境清洁应符合《INT/PD/6.4工作环境控制程序》。 具体清场标准及内容依据《INT/GL/7.5.8-03清场管理制度》执行。		☐ 符合要求 ☐ 不符合要求				
	备注：检查结果符合要求后进行以下生产操作。						

中包装生产操作及自检记录	物料编码		物料名称		批号	物料编码	物料名称	批号
	/		中盒			/	合格证	
	/		说明书			/		
	操作日期	生产自检	合格标准： 1、外观：包装内产品数量正确、无缺件；包装应清洁无异物、无破损，封口处应平齐；印刷颜色、字体与受控技术图纸或文件一致；小包装标签头端方向与中盒的标签方向应朝向使用开启端。 2、标签、说明书、合格证：产品说明书、标签、合格证内容应清晰、无误、齐全。 3、包装标识：产品名称、型号规格与市场订单要求一致，生产批号、灭菌批号等标识应清楚、正确、内外相符。 检验方法： 目测。	生产数量/pcs	自检合格数量/pcs	不合格数量/pcs	操作人	复核人
生产批量汇总								
生产后清场记录	项目	要求			结果		操作人/日期	复核人/日期
	物料	所有的物料转移到指定的区域存放并标识。			☐ 是 ☐ 否			
	清洁卫生	按《INT/GL/7.5.8-03清场管理制度》、《INT/PD/6.4工作环境控制程序》规程执行清洁设备、工器具及环境。			☐ 是 ☐ 否			
生效日期：2026年02月02日								

大包装工序 / 大包装工序生产记录

执行编号：BRE202607260819137461570

提交时间：1785025159000

完成时间：--

表单标题：大包装工序生产记录

签名记录

动作=SUBMIT | 签名人=瑛泰管理员 | 签名时间=1785025158000

球囊扩张压力泵生产记录		记录编号		RE-PP-ID-01			
		版本		A/1			
大包装工序生产记录 ☐ 关键/特殊工序 ☒ 非关键/特殊工序							
生产批号				产品规格		生产依据	PP-ID-1-17 (/)
生产前检查记录	检查要求			结果	操作人/日期		复核人/日期
	工作场所无上批遗留的产品、文件或与本批产品生产无关的物料、工具； 墙面、地面、天花板、灯具等环境清洁应符合《INT/PD/6.4工作环境控制程序》。 具体清场标准及内容依据《INT/GL/7.5.8-03清场管理制度》执行。			☐ 符合要求 ☐ 不符合要求			
	备注：检查结果符合要求后进行以下生产操作。						

大包装生产操作及自检记录	物料编码		物料名称		批号	物料编码	物料名称	批号
	/		外箱			/	灭菌指示卡	
	操作日期	生产自检 合格标准： 1、外观：包装内产品数量正确、无缺件；包装应清洁无异物、无破损，封口处应平齐；印刷颜色、字体与受控技术图纸或文件一致；小包装标签头端方向与中盒的标签方向应朝向使用开启端。 2、标签、说明书、合格证：产品说明书、标签、合格证内容应清晰、无误、齐全。 3、包装标识：产品名称、型号规格与市场订单要求一致，生产批号、灭菌批号等标识应清楚、正确、内外相符。 检验方法： 目测。	生产数量/pcs	自检合格数量/pcs	不合格数量/pcs	操作人	复核人	
生产批量汇总								
生产后清场记录	项目	要求	结果			操作人/日期	复核人/日期	
	物料	所有的物料转移到指定的区域存放并标识。	☐ 是 ☐ 否					
	清洁卫生	按《INT/GL/7.5.8-03清场管理制度》、《INT/PD/6.4工作环境控制程序》规程执行清洁设备、工器具及环境。	☐ 是 ☐ 否					
生效日期：2026年02月02日								

特殊节点附录

来料检报告

节点类型: INCOMING_INSPECTION_REPORT
状态: 已跳过
操作人: 1
操作时间: 2026-07-26 08:14
跳过原因: E2E-FULL-1785024829153-SKIP-来料检报告
specialPayloadJson: {"skippedAt": "2026-07-26T08:14:59", "skipTaskType": "SPECIAL_NODE", "skippedBy": 1, "skipSignatureHash": "38b89620f3e05f2a4439bfe2c07e0f023d1f4634e889d1a6adcfbb9c05084d56", "skipSignatureId": 641, "skipReason": "E2E-FULL-1785024829153-SKIP-来料检报告"}

灭菌报告

节点类型: STERILIZATION_REPORT
状态: 填写完成
操作人: 1
操作时间: 2026-07-26 08:19
灭菌批次: STER-1785024829153
specialPayloadJson: {"sterilizationBatchNo": "STER-1785024829153", "completedAt": "2026-07-26T08:19:33", "completedBy": 1}

成品检报告

节点类型: FINISHED_PRODUCT_INSPECTION_REPORT
状态: 已跳过
操作人: 1
操作时间: 2026-07-26 08:20
跳过原因: E2E-FULL-1785024829153-SKIP-成品检报告
specialPayloadJson: {"skippedAt": "2026-07-26T08:20:02", "skipTaskType": "SPECIAL_NODE", "skippedBy": 1, "skipSignatureHash": "00172e3ebb2e6e428945d4f7337d8c79b534c346563594decabfbbc8434996d3", "skipSignatureId": 642, "skipReason": "E2E-FULL-1785024829153-SKIP-成品检报告"}

成品检记录

节点类型: FINISHED_PRODUCT_INSPECTION_RECORD
状态: 已跳过
操作人: 1
操作时间: 2026-07-26 08:20
跳过原因: E2E-FULL-1785024829153-SKIP-成品检记录
specialPayloadJson: {"skippedAt": "2026-07-26T08:20:09", "skipTaskType": "SPECIAL_NODE", "skippedBy": 1, "skipSignatureHash": "896926bd1ab4bc9b62c85188792f8e70240c113b25b63e1ba697512775b032b7", "skipSignatureId": 643, "skipReason": "E2E-FULL-1785024829153-SKIP-成品检记录"}

归档证据附录

放行审核与批准

放行单号: EDHR-REL-900000000846
放行状态: RELEASED
预检时间: 1785025228000
审核人/提交人: 1
审核时间: 1785025234000
批准人: 1
批准时间: 1785025234000
审批意见: E2E-FULL-1785024829153-BATCH_RELEASE
签名证据哈希: 1eba857cfb4c4347448a193a099d85a9ce889b31c79bc7d86eb7a96add136583

放行事件

事件=PRECHECK | 状态=PRECHECK_REQUIRED / PRECHECK_PASSED | 操作人=1 | 原因=放行预检 | 证据=05053361f3e83aef3db06b09778e92658658a2c0f814dccdd30acf1a35460b73 | 时间=1785025228000
事件=SUBMIT | 状态=PRECHECK_PASSED / RELEASED | 操作人=1 | 原因=E2E-FULL-1785024829153-BATCH_RELEASE | 证据=b7ad4e8ea165a39ab2d99842715401a39ac624f18c981a51940b2a1a4803ced2 | 时间=1785025234000

附件清单

无附件
卷宗项

类型=FINAL_INSPECTION | 名称=成品检 | 来源单号=OQC-FULL-1785024829153 | 结果=PASS
返工/驳回/变更事件

无返工/驳回/变更事件
审计追踪

归档哈希: 1eba857cfb4c4347448a193a099d85a9ce889b31c79bc7d86eb7a96add136583